


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rplp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P05386

Numero articolo: CM0027420



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina P1 della subunità ribosomiale grande (RPLP1). Validato per Western blot (WB), immunofluorescenza (IF/ICC) e ELISA. Adatto per campioni di uomo, topo, ratto e pesce zebra.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPLP1 Rabbit pAb
Note/Alias	P1; LP1; RPP1; RPLP1
Specie	Umana
GeneID	6176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-114 di RPLP1 umana (NP_000994.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Pesce zebra
SWISS	P05386
Peso molecolare proteico	12kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio