


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rps17 Per Wb, Elisa - P08708

Numero articolo: CM0024343



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-RPS17 per WB ed ELISA, validato nell'uomo, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Riconosce la proteina ribosomiale 40S S17, un componente della subunità ribosomiale piccola con ruoli nella biogenesi del ribosoma e nell'anemia di Diamond-Blackfan.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPS17 Rabbit pAb
Note/Alias	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
Specie	Umano
GeneID (umano)	6218
GeneID	6218
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di RPS17 umano (NP_001012.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P08708
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio