


Anticorpo Policlonale Anti-Rps19Bp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q86Wx3

Numero articolo: CM0014928



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS19BP1 (AROS) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sulla biogenesi ribosomiale, sulla regolazione di SIRT1 e sulla segnalazione di p53.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS19BP1 Rabbit pAb
Note/Alias	AROS; S19BP; RPS19BP1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	91582
ID del gene	91582
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-136 di RPS19BP1 umano (NP_919307.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q86WX3
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante