


Anticorpo Policlonale Anti-Rps3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P23396

Numero articolo: CM0017578



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS3 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, murina e di ratto. Adatto per il rilevamento di proteine ribosomali e studi sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS3 Rabbit pAb
Note/Alias	S3, uS3, RPS3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6188
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-243 della RPS3 umana (NP_000996.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23396
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio