

## Anticorpo Monoclonale Anti-Rrm1 Per Wb, Elisa - P23921

Numero articolo: CM0008661



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che mira all'RRM1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Questa subunità grande della ribonucleotide reduttasi di 90kDa è essenziale per la sintesi del DNA, rendendo l'anticorpo ideale per la ricerca in oncologia e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | RRM1 Rabbit mAb                                                                                                           |
| Note/Alias            | R1, RR1, RIR1, RRM1                                                                                                       |
| Specie                | Umano                                                                                                                     |
| GeneID (Umano)        | 6240                                                                                                                      |
| GeneID                | 6240                                                                                                                      |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 691-792 dell'RRM1 umano (P23921) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                  |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                     |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                        |
| SWISS                 | P23921                                                                                                                    |
| Peso Proteico         | 90kDa                                                                                                                     |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                         |