

Anticorpo Policlonale Anti-Rrm1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23921

Numero articolo: CM0012849



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la subunità grande della ribonucleotide reduttasi (RRM1) umana per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Strumento essenziale per lo studio della sintesi del DNA e dei disturbi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RRM1 Rabbit pAb
Note/Alias	R1; RR1; RIR1; RRM1
Specie	Umana
GeneID (umano)	6240
GeneID	6240
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 593-792 di RRM1 umano (NP_001024.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P23921
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio