

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rrm1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23921

Numero articolo: CM0015499



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RRM1 validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva la subunità grande della ribonucleotide reduttasi umana e murina (90 kDa), essenziale per la sintesi e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RRM1 Rabbit pAb
Note/Alias	R1; RR1; RIR1; RRM1
Specie	Umana
GeneID (umano)	6240
GeneID	6240
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P23921
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico