


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rspo1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q2Mka7

Numero articolo: CM0029086



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RSPO1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva RSPO1 umano, di topo, di ratto. Ideale per studiare l'attivazione della via di segnalazione Wnt/ β -catenina e le nicchie delle cellule staminali. UniProt Q2MKA7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio RSPO1
Note/Alias	RSPO; CRISTIN3; RSPO1
Specie	Umano
GeneID	284654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-210 di RSPO1 umano (NP_001033722.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q2MKA7
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio