

Anti-Rtn4RL1 Coniglio Policlonale Anticorpo Per Wb, Elisa - Q86Un2

Numero articolo: CM0017668

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RTN4RL1 umano (NgR3, NGRH2). Validato per WB ed ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Ideale per lo studio della rigenerazione assonale, dell'inibizione della neurite outgrowth e delle vie di neuroprotezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RTN4RL1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NgR3; NGRH2; RTN4RL1
Specie	Umano
Gene ID	146760 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 220-420 di RTN4RL1 umano (NP_848663.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q86UN2
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio