


## Anticorpo Monoclonale Anti-S100A6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06703

Numero articolo: CM0008293



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro S100A6 umano (caliciclina), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto, per lo studio della segnalazione del calcio e della ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | S100A6 Rabbit mAb                                                                                                      |
| Note/alias          | 2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6                                                                              |
| Specie              | Uomo                                                                                                                   |
| GeneID              | 6277                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di S100A6 umano (P06703) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                  |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                               |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                      |
| SWISS               | P06703                                                                                                                 |
| Peso della proteina | 10 kDa                                                                                                                 |
| Spedizione          | Ghiaccio refrigerante                                                                                                  |