

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-S100A8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27005

Numero articolo: CM0022011

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro S100A8 di topo (MRP8, calgranulina-A). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva S100A8 di topo e ratto, un mediatore infiammatorio di 10 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	S100A8 Rabbit pAb
Note/Alias	p8; B8Ag; CFAG; Caga; MRP8; CP-10; 60B8Ag; S100A8
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	6279
ID Gene	20201
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P27005
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio