


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Proteina Ribosomiale S6 (Rps6) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62753

Numero articolo: CM0029367



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Proteina Ribosomiale S6 (RPS6) umana. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Per studi sui ribosomi e sulla crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Proteina Ribosomiale S6 (RPS6)
Note / Alias	S6; eS6; Proteina Ribosomiale S6 (RPS6)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6194
ID Gene	6194
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-130 della RPS6 umana (NP_001001.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62753
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio