


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sars/Seril-Trna Sintetasi (Sars1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49591

Numero articolo: CM0029703



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SARS (seril-tRNA sintetasi, SARS1) per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Mostra reattività crociata con uomo, topo e ratto. Essenziale per lo studio della regolazione traslazionale e trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SARS Rabbit pAb
Note/Alias	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6301
GeneID	6301
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della SARS umana (NP_006504.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49591
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio