

Anticorpo Policlonale Anti-Scamp2 Per Wb, Elisa - 015127

Numero articolo: CM0028563

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-SCAMP2 prodotto contro SCAMP2 umano ricombinante. Validato per Western blot e ELISA, rileva SCAMP2 umano (~37kDa) coinvolto nelle vie di riciclaggio post-Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	SCAMP2 Coniglio pAb
Note/Alias	SCAMP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10066
Gene ID	10066
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-152 di SCAMP2 umano (NP_005688.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O15127
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio