

Anticorpo Policlonale Anti-Scml1 Per Wb, Elisa - Q9Un30

Numero articolo: CM0019173

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SCML1 umano, una presunta proteina del gruppo Polycoinvolta nella repressione trascrizionale. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il ratto. Ideale per la ricerca sulla spermatogenesi e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SCML1 Rabbit pAb
Note/Alias	SCML1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6322
GeneID	6322
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-200 di SCML1 umano (NP_006737.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Rat
SWISS	Q9UN30
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio