


Anticorpo Policlonale Anti-Scn5A Per Wb, Elisa - Q14524

Numero articolo: CM0019271



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al canale del sodio SCN5A (Nav1.5), validato per Western blot ed ELISA, con cross-reattività verso il topo. Adatto per la ricerca in elettrofisiologia cardiaca e canalopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SCN5A Rabbit pAb
Note/Alias	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5; SCN5A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6331
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1950-2016 di SCN5A umano (NP_932173.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo
SWISS	Q14524
Peso Proteico	227 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio