

Anti-Sdpr/Cavin-2 Coniglio Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 095810

Numero articolo: CM0004617

introduzione

SDPR/Cavin-2 Coniglio PolymAb® rileva la cavina-2 umana e del topo (SWISS: 095810) in WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Questa proteina associata alle caveole è fondamentale per la curvatura della membrana e la biogenesi delle caveole. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SDPR/Cavin-2 Coniglio PolymAb®
Osservazioni/Alias	SDR; SDPR; PS-p68; cavina-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8436
GeneID	8436
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 326-425 della SDPR/Cavina-2 umana (NP_004648.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	095810
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio