


Anticorpo Policlonale Anti-Sec14L2 Per Ihc-P, Elisa - 076054

Numero articolo: CM0020697



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SEC14L2 (TAP/SPF) validato per IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Per lo studio del trasporto di alfa-tocoferolo/squalene, della biosintesi del colesterolo e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SEC14L2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	SEC14L2; C22orf6; SPF; TAP; TAP1; proteina 2 simile a SEC14
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23541
ID gene	23541
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-275 della SEC14L2 umana (NP_203740.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	076054
Peso proteico	36kDa/44kDa/46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio