

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sema3B Per Wb Ed Elisa - Q13214

Numero articolo: CM0030357

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SEMA3B umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva la semaforina-3B umana e murina, un segnale di guida assonale secreto. Ideale per studi sullo sviluppo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SEMA3B Rabbit pAb
Note/Alias	SemaA; SEMA5; SEMAA; semaV; LUCA-1; SEMA3B
Specie	Umano
GeneID (umano)	7869
GeneID	7869
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 569-748 di SEMA3B umano (NP_001005914.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q13214
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio