

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Semg1 Per Wb, Elisa - P04279

Numero articolo: CM0025373



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la Semenogelin-1 (SEMG1) umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca in biologia riproduttiva e nell'analisi del seme.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SEMG1 Rabbit pAb
Note/Alias	SGI; SEMG; CT103; dJ172H20.2; SEMG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6406
GeneID	6406
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-310 di SEMG1 umano (NP_002998.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04279
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio