


Anticorpo Policlonale Anti-Septina 9 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhd8

Numero articolo: CM0028823



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico mirato alla Septina-9 umana. Convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla dinamica del citoscheletro, citochinesi e patogenesi microbica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Septin 9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MSF; MSF1; NAPB; SEPT9; SINT1; PNUTL4; SeptD1; AF17q25; Septin 9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 della Septina 9 umana (NP_001106964.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHD8
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio