

Anticorpo Monoclonale Anti-Serca1/Atp2A1 Per Wb, If-P, Elisa - O14983

Numero articolo: CM0003277

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia SERCA1/ATP2A1 umano (O14983). Adatto per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle pompe del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SERCA1/ATP2A1 Rabbit mAb
Note/Alias	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	487
GeneID	487
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 900-1001 di SERCA1/ATP2A1 umano (O14983).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O14983
Peso proteico	95kDa/110kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio