


Anticorpo Policlonale Anti-Sf3A3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12874

Numero articolo: CM0028032



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-SF3A3 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con SF3A3 umano, di topo e ratto, una subunità di 59kDa del fattore di splicing dell'U2 snRNP. Adatto per la ricerca sul processing dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SF3A3 Rabbit pAb
Note/Alias	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10946
ID Gene	10946
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 292-501 di SF3A3 umano (NP_006793.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12874
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio