


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sf3B4 Per Wb Ed Elisa - Q15427

Numero articolo: CM0023810



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SF3B4 validato per WB ed ELISA con campioni umani, di topo e di ratto. Bersaglia la subunità 4 del fattore di splicing 3B per la ricerca sullo spliceosoma - Q15427.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SF3B4 Rabbit pAb
Note/Alias	AFD1; Hsh49; SAP49; SF3b49; SF3B4
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10262
GeneID	10262
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di SF3B4 umano (NP_005841.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15427
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio