


Anticorpo Monoclonale Anti-Sfpq Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Numero articolo: CM0004430



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SFPQ di alta qualità, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto.

Bersaglia il fattore di splicing ricco di prolina e glutammina coinvolto nello splicing del pre-mRNA, nella regolazione trascrizionale e nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SFPQ Rabbit mAb
Note/Alias	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
Specie	Uomo
ID genico	6421
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-707 della proteina SFPQ umana (P23246).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23246
Peso proteico	76 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio