

Anticorpo Policlonale Anti-Sftpa1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwl2

Numero articolo: CM0029317

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SFTPA1 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul surfattante polmonare, gli studi sul riconoscimento dei patogeni e la proteinosi alveolare. Strumento affidabile per l'immunità innata e la funzionalità polmonare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SFTPA1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SPA, ILD1, PSAP, PSPA, SP-A, SPA1, PSP-A, SFTP1, SP-A1, COLEC4, SFTPA1B, SP-A1 beta, SP-A1 delta, SP-A1 gamma, SP-A1 epsilon, SFTPA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	653509
GeneID	653509
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 122-221 di SFTPA1 umano (NP_005402.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IWL2
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio