


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sftpd (Proteina Surfattante D) Per Wb, Elisa - P35247

Numero articolo: CM0007366



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting SP-D umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Uno strumento essenziale per lo studio dell'immunità innata polmonare e della biologia del surfattante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SFTPD Rabbit mAb
Note/Alias	SP-D; PSP-D; SFTP4; COLEC7; SFTPD
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6441
GeneID	6441
Immunogeno	Peptide sintetico - Peptide sintetizzato derivato dalla proteina surfattante D/SP-D umana
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P35247
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio