

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sglt1 Per Wb, Elisa - P13866

Numero articolo: CM0011538



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-SGLT1 umano (cotrasportatore sodio/glucosio 1). Validato per WB ed ELISA, con un peso molecolare previsto di 73 kDa. Adatto per ricerche metaboliche e sui trasporti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SGLT1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6523
GeneID	6523
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 323-422 dell'SGLT1 umano (NP_000334.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13866
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio