


Anticorpo Policlonale Anti-Sh3Bgrl Per Wb, If/Icc, Elisa - 075368

Numero articolo: CM0022081



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina adattatrice umana SH3BGR1. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto. Adatto per lo studio della regolazione della traduzione e dell'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	SH3BGR1 Rabbit pAb
Note/Alias	SH3BGR; HEL-S-115; SH3BGR1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6451
GeneID	6451
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-114 di SH3BGR1 umana (NP_003013.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075368
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio