

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ship1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92835

Numero articolo: CM0007921



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio SHIP1 validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Target umano SHIP1 (Q92835) con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione immunitaria e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb SHIP1 di coniglio
Note/alias	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
Specie	Umana
GeneID (umana)	3635
GeneID	3635
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1084-1178 di SHIP1 umano (Q92835)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q92835
Peso della proteina	133 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante