

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Siglec10 Per Wb, Elisa - Q96Lc7

Numero articolo: CM0022218

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SIGLEC10 convalidato per Western blot e ELISA su campioni umani e di ratto. Immunogeno ricombinante, bersaglio proteico di 77kDa. Richiedi quantità all'ingrosso e consulenza tecnica da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIGLEC10 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SLG2; PRO940; SIGLEC-10; SIGLEC10
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	89790
Gene ID	89790
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 627-697 di SIGLEC10 umano (NP_149121.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q96LC7
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio