

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Siglec3/Cd33 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20138

Numero articolo: CM0021154



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CD33/SIGLEC3 umano (lectina 3 simile alle immunoglobuline legante l'acido sialico, p67). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Per lo studio della biologia delle cellule mieloidi, della regolazione immunitaria e della ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio SIGLEC3/CD33
Note/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; SIGLEC3/CD33
Specie	Umano
GeneID (umano)	945
GeneID	945
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-259 di SIGLEC3/CD33 umano (NP_001763.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P20138
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante