


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Siglec5 Per Wb E Elisa - O15389

Numero articolo: CM0030128



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SIGLEC5 (CD170, OBBP2) validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il mouse. Utilizzato nello studio dell'adesione cellulare dipendente dall'acido sialico nelle cellule della linea mieloide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIGLEC5 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5, SIGLEC5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8778
GeneID	8778
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 17-434 di SIGLEC5 umano (NP_003821.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	O15389
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio