

Anticorpo Policlonale Anti-Sik1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P57059

Numero articolo: CM0016312

introduzione

Anticorpo policlonale anti-SIK1 di coniglio convalidato per Western blot e ELISA, in grado di rilevare SIK1 umano e murino. Ideale per studi sulla gluconeogenesi, soppressione tumorale, ritmi circadiani e differenziazione muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SIK1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MSK; SIK; DEE30; SIK-1; SIK1B; SNF1LK; SIK1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	150094
GeneID	150094
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SIK1 umano (NP_775490.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P57059
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio