

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Skp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P63208

Numero articolo: CM0008099



introduzione

mAb di coniglio anti-SKP1 per Western blot, IF/ICC, ELISA. Progettato per SKP1 umano, murino e di ratto (P63208). Rileva una componente proteica di 19 kDa della ligasi dell'ubiquitina SCF, essenziale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-SKP1
Note/Alias	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	6500
ID del gene	6500
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 64-163 di SKP1 umano (P63208)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P63208
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Imballaggio refrigerato con ghiaccio