

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Slc16A3/Mct4 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15427

Numero articolo: CM0009878

introduzione

CamelBio offre l'anticorpo monoclonale di coniglio Anti-SLC16A3/MCT4 (O15427) validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Questo anticorpo bersaglia il trasportatore di monocarbossilati 4, ideale per studi sul metabolismo del lattato e sul metabolismo tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC16A3/MCT4 mAb di coniglio
Annotazioni/alias	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9123
GeneID	9123
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 410-465 di SLC16A3/MCT4 umano (NP_004198.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O15427
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio