


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slc1A1 Per Wb, If-P, Elisa - P43005

Numero articolo: CM0030452



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SLC1A1/EAAT3 validato per Western blot, immunofluorescenza (IF-P) ed ELISA. Rileva il trasportatore di aminoacidi eccitatori 3 umano, murino e ratto. Per ricerche nel campo delle neuroscienze, renale e dello stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC1A1 Rabbit pAb
Note/Alias	DCBXA; EAAC1; EAAT3; SCZD18; hEAAC1; SLC1A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6505
GeneID	6505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 430-524 di SLC1A1 umano (NP_004161.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P43005
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio