


Anticorpo Policlonale Anti-Slc22A2 (Oct2) Per Wb E Elisa - O15244

Numero articolo: CM0025390



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al trasportatore di cationi organici SLC22A2/OCT2 umano. Validato per Western blot e ELISA; cross-reagisce con il ratto. Ideale per lo studio della clearance dei farmaci, del trasporto dei neurotrasmettitori e delle vie delle poliammine. Peso molecolare previsto 63kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC22A2 Rabbit pAb
Note/Alias	OCT2; SLC22A2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6582
Gene ID	6582
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 44-140 di SLC22A2 umano (NP_003049.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O15244
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio