

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc25A20 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43772

Numero articolo: CM0028145

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC25A20 (CAC/CACT), validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano e ratto. Mira al trasportatore mitocondriale di carnitina/acilcarnitina, essenziale per l'ossidazione degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio SLC25A20
Note/Alias	CAC; CACT; SLC25A20
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	788
ID Gene	788
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-301 di SLC25A20 umano (NP_000378.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O43772
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio