

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A4/Ant1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P12235

Numero articolo: CM0013982

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SLC25A4/ANT1 (ADP/ATP translocasi 1) umano. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della traslocazione ADP/ATP, del disaccoppiamento mitocondriale e delle patologie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC25A4/ANT1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDP512; MTDP512A; SLC25A4/ANT1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	291
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12235
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio