

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Slc29A3 Per Wb, Elisa - Q9Bzd2

Numero articolo: CM0016793

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro SLC29A3/ENT3 umano. Convalidato per WB e ELISA. Bersaglia il trasportatore di nucleosidi coinvolto nel recupero lisosomiale e mitocondriale di purine/pirimidine. Per la ricerca sul metabolismo dei nucleosidi e l'immunologia dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC29A3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ENT3; HJCD; PHID; HCLAP; SLC29A3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55315
GeneID	55315
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di SLC29A3 umano (NP_060814.4)
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9BZD2
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio