


Anticorpo Policlonale Anti-Slc30A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M5

Numero articolo: CM0025046



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC30A1/Trasportatore di zinco 1, per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Indaga il trasporto di zinco/calcio, la cuproptosi e la protezione dall'afflusso di metalli pesanti. Ottimizzato per l'uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC30A1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ZNT1; ZRC1; SLC30A1
Specie	Umano
Gene ID	7779
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 328-507 di SLC30A1 umano (NP_067017.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6M5
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio