

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc3A2/Cd98Hc Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08195

Numero articolo: CM0027312



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC3A2/CD98hc, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Funziona come chaperone del trasportatore di aminoacidi ed è coinvolto nella segnalazione dell'integrina e nell'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] SLC3A2/CD98hc Rabbit pAb
Note/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; SLC3A2/CD98hc
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6520
GeneID	6520
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 206-630 di SLC3A2/CD98hc umano (NP_002385.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08195
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio