

Anticorpo Policlonale Anti-Slc4A1 Per Wb, If-P, Elisa - P02730

Numero articolo: CM0019078



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la proteina di trasporto anionico Band 3 (SLC4A1/AE1). Validato per applicazioni WB, IF-P ed ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla membrana eritrocitaria, fisiologia renale e invasione della malaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC4A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DI; FR; SW; WD; WR; AE1; CHC; SAO; WD1; BND3; EPB3; SPH4; CD233; EMPB3; RTA1A; SLC4A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-353 di SLC4A1 umano (NP_000333.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P02730
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio