

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Slfn11 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z7L1

Numero articolo: CM0006498



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-SLFN11 di alta qualità validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Si rivolge a SLFN11 umano (103 kDa) per ricerche sui danni al DNA, antivirali e sullo stress di replicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLFN11 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	SLFN8/9
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	91607
Gene ID	91607
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 132-328 di SLFN11 umano (NP_689483.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q7Z7L1
Peso proteico	103 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio