


Anticorpo Monoclonale Anti-Slit2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - O94813

Numero articolo: CM0010573



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro Slit2 umano (O94813). Validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Bersaglia un segnale di guida secreto coinvolto nella navigazione assonale e nella migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Anti-Slit2
Note/Alias	SLIL3, Slit-2, Slit2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9353
GenelD	9353
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1400-1500 di Slit2 umano (O94813)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O94813
Peso Proteico	170 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio