


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Smad1/Smad5/Smad9 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15797/Q99717/O15198

Numero articolo: CM0024699



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Smad1/Smad5/Smad9, validato per WB, IF/ICC, ELISA su campioni umani e di topo. Adatto per ricerche sulla segnalazione BMP, lo sviluppo embrionale e gli studi sulla differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Smad1/Smad5/Smad9 Rabbit pAb
Note/Alias	Smad1/Smad5/Smad9
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4086/4090/4093
ID gene	4086/4090/4093
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 19-125 di Smad1/Smad5/Smad9 umano (NP_005891.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio