


Anticorpo Policlonale Anti-Smarcad1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4L7

Numero articolo: CM0028774



introduzione

pAb di coniglio SMARCD1 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Bersaglio umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sulla riparazione del DNA. Proteina da 117 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di coniglio SMARCD1
Osservazioni/Alias	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS; SMARCD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	56916
ID Gene	56916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di SMARCD1 umano (NP_001121901.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H4L7
Peso Proteico	117kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio