


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Smc1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14683

Numero articolo: CM0008870



introduzione

Anticorpo anti-SMC1 monoclonale di coniglio di alta qualità, validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con SMC1 umano e murino (Q14683). Ideale per studi sulla coesione cromosomica e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-SMC1
Note/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8243
GeneID	8243
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1134-1233 di SMC1 umano (Q14683).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q14683
Peso Proteico	143kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio