

## Anticorpo Policlonale Anti-Smn2 Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16637

Numero articolo: CM0012841



### introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che bersaglia SMN2 umano (proteina motoneuronale sopravvissuta). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare lo splicing, le malattie neuromuscolari e i meccanismi dell'atrofia muscolare spinale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | SMN2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | SMNC, BCD541, GEMIN1, TDRD16B, C-BCD541, SMN2                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                      |
| GeneID (Umano)      | 6607                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-197 di SMN2 umano (NP_059107.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                         |
| SWISS               | Q16637                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 32kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                          |